



## Fine-Line Laryngoskope

Brillantes Bild durch hochauflösende Vergrößerung und außergewöhnliche Bildhelligkeit für eine optimale Darstellung der anatomischen Strukturen:



- High-Quality optisches System mit Antireflex-Eigenschaften
- Hervorragende optische Transmission
- Exzellenter Tiefenschärfebereich
- Hochwertig vergütete Linsen für optimale Farbwiedergabe besonders bei Bildvergrößerung
- Hochleistungs-Fiberglaslichtleiter
- Patientenfreundlicher kleiner Durchmesser von 6 mm mit hochauflösender Vergrößerung



- **620862 HIGH MAGNIFICATION**

Durchmesser: 6 mm, Blickrichtung: 70°,  
Bildfeld: 12,3° HM, Bildwinkel: 53°,  
Arbeitslänge: ca. 160 mm, autoklavierbar

- **620861 STANDARD MAGNIFICATION**

dito, Bildfeld: 10,5°

		<b>NEU!</b> 	<b>NEU!</b> 		
	<b>Artikelnummer</b>	850170	620861	620862	621070
<b>Durchmesser</b>	4 mm Ø	6 mm Ø	6 mm Ø	10 mm Ø	10 mm Ø
<b>Blickrichtung</b>	70 °	70 °	70 °	70 °	90 °
<b>Arbeitslänge</b>	180 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
<b>Einlegbar</b>	JA	JA	JA	JA	JA
<b>Autoklavierbar</b>	JA	JA	JA	JA	JA

<b>Artikelnummer</b>	620070	620090
<b>Durchmesser</b>	10 mm Ø	10 mm Ø
<b>Blickrichtung</b>	70 °	90 °
<b>Arbeitslänge</b>	160 mm	160 mm
<b>Einlegbar</b>	JA	JA
<b>Autoklavierbar</b>	NEIN	NEIN

### HALTERUNG FÜR STARRE ENDOSKOPE UND ENDOSKOPIE-ZUBEHÖR

- Aufbewahrung und Desinfektion von Endoskopen mit einer Nutzlänge bis 200 mm
- Stahlblech, pulverbeschichtet, mit zwei Schraubverbindungen
- lichtgrau (RAL 7035)
- Köcher aus Glas, Ø 30 x 200 mm, autoklavierbar
- Abmessungen (B x T) 120 mm x 140 mm
- Artikelnummer: 800604



### Weitere Information erhalten Sie hier:

+49 (0) 7462-9458-0

[www.gyrusacmi.de](http://www.gyrusacmi.de)

#### Germany

Gyrus Medical GmbH

Gotenstrasse 3

D-78532 Tuttlingen

Postfach 280

D-78503 Tuttlingen

TEL +49 (0) 7462-9458-0

FAX +49 (0) 7462-9458-99

#### Gyrus ENT, L.L.C.

2925 Appling Road

Bartlett, TN 38133

TEL 901-373-0200

FAX 800-757-2942

#### USA

Gyrus ACMI L.P.

6655 Wedgwood Rd, Ste 160

Maple Grove MN 55311

TEL 763-416-3000

FAX 763-463-1200

#### Canada

ACMI Canada, Inc.

200 Bond Street West, Unit 104

Oshawa, Ontario L1J 2L7

Canada

TEL +1 (905) 432-9802

FAX +1 (905) 571-4044

#### UK

Gyrus International Ltd.

410 Wharfedale Road

Winnersh Triangle

Berkshire RG41 5RA

United Kingdom

TEL +44 (0) 1189-219700

FAX +44 (0) 1189-219800

#### Australasia

Gyrus Australasia Pty Ltd

200 Lorimier Street

Port Melbourne

Victoria 3207

Australasia

TEL +61 (0) 3-9279-7600

FAX +61 (0) 3-9279-7699

#### The Netherlands

Gyrus Medical BV

Laan van Overvliet 7

3461 HE Linschoten

TEL +31 (0) 348-415-184

FAX +31 (0) 348-422-064